

# THE BAXSTRAP SPINEBOARD

## ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΣΩΣΤΗ

- Διαθέτει οπές για τη σύλληψη και μεταφορά του ασθενούς καθώς και για την εφαρμογή των ιμάντων ακινητοποίησης.
- Είναι κατασκευασμένο από ελαφρύ ανθεκτικό υλικό υψηλής αντοχής
- Είναι ελαφρύ (6 κιλά), εύχρηστο και εύκολο στη μεταφορά
- Είναι ακτινοδιαπερατό χωρίς μεταλλικά μέρη
- Είναι ανατομικό και επιτρέπει στον διασώστη την εύκολη τοποθέτηση του ασθενούς
- Διαθέτει πολλές χειρολαβές εργονομικού σχήματος για την διευκόλυνση των τεχνικών συγκράτησής του
- Έχει δυνατότητα μεταφοράς βάρους μέχρι 1.100 κιλά
- Είναι άθραυστο, αδιάβροχο, επιπλέει στο νερό και είναι εύκολο στον καθαρισμό
- Διαθέτει ιμάντες ακινητοποίησης οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με πόρπη ασφαλείας
- Δύναται να εξυπηρετήσει παιδιατρικά περιστατικά
- Διαθέτει σήμα πιστότητας CE
- Διαστάσεις φορείου 40 x 183 x 6,5 cm.



## ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- κατασκευασμένο σε ειδικό καλούπι
  - υψηλής ποιότητας υλικό
  - μεγαλύτερη αντοχή
  - μεγαλύτερη σταθερότητα
- ομοιόμορφο περίγραμμα
  - ευκολία στην τοποθέτηση ασθενούς
  - μεγαλύτερη άνεση ασθενούς
- πολύ μεγάλες χειρολαβές
  - γρήγορη, σταθερή λαβή
  - κατάλληλη ακόμα και με χοντρά γάντια
  - ευκολία στη χρήση
- πολλαπλές θέσεις ιμάντων
  - ευκολία στην ακινητοποίηση
  - κατάλληλο ακόμα και για παιδιά
  - οι ιμάντες δεν μπερδεύονται με τις χειρολαβές
- ειδικά σφυρηλατημένα πώματα
  - υδατοστεγές
  - μέγιστη αντίσταση στο νερό
  - λιγότερες πιθανότητες μόλυνσεως
- ενσωματωμένοι πύροι
  - μέγιστες δυνατότητες ακινητοποίησης (τεχνική X)
- εργονομικά σχεδιασμένες χειρολαβές
  - ευκολία στη μεταφορά
  - ευκολία στη χρήση
  - ασφαλές για ασθενή/διασώστη
- στρογγυλοποιημένο περίγραμμα
  - μέγιστη ανθεκτικότητα
  - μεγαλύτερη αντοχή στις γωνίες
  - μεγαλύτερη αντοχή των χειρολαβών
  - ευέλικτο