

Laerdal

Helping Save Lives



Η βελτίωση των πιθανοτήτων διάσωσης είναι για μας δέσμευση τιμής

Resusci Baby with QCPR

Το Resusci® Baby QCPR® είναι ένα πρόπλασμα βρέφους για εκπαίδευση στην ΚΑΡΠΑ, πρόσφατα βελτιωμένο για πολλαπλές επιλογές πληροφόρησης που παρέχουν την ευκαιρία να εστιάσετε στην βελτίωση των ικανοτήτων των εκπαιδευομένων. Η μέτρηση, η αξιολόγηση και η ποιότητα της πληροφόρησης είναι οι κύριοι παράγοντες, για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευομένων. Το πρόπλασμα Resusci Baby QCPR παρέχει ολοκληρωμένη και ρεαλιστική εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ. Οι βελτιωμένες μετρήσεις στις συμπίεσεις και στις εμφυσέςεις επιτρέπουν την πλήρη και ακριβή καθοδήγηση για την τελειοποίηση της εκπαίδευσης. Η λεπτομερής ηλεκτρονική πληροφόρηση και οι δυνατότητες απολογισμού της εκπαίδευσης, επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους, να μάθουν και να βελτιώσουν τις ικανότητες τους στην ΚΑΡΠΑ περισσότερο από ποτέ.

www.vascomedical.gr

Resusci Baby with QCPR



SkillGuide



SimPad SkillReporter

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Ρεαλιστική ανατομία συμπεριλαμβανομένης της κλίσης
- Της κεφαλής, της ανύψωσης του σαγονιού, του βάρθους και της δύναμης συμπίεσης και της ανόδου του στήθους
- Ένας αισθητήρας δείχνει τη σωστή τοποθέτηση των χεριών
- Το σύστημα αερισμού παρέχει ρεαλιστική αύξηση στήθους με BVM (Bag Valve Mask) και MTM (στόμα σε στόμα) και μετρά όγκο και ρυθμό για την σωστή τεχνική του αερισμού

- Σαφείς πληροφορίες για βελτίωση επιδόσεων
- Αναλυτικές οθόνες απολογισμού εκπαίδευσης
- Σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες AHA/ERC

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Resusci Baby

160-01250 Resusci Baby for First Aid
161-01250 Resusci Baby with QCPR
162-01201 Resusci Baby Heartcode

Το SkillGuide και το SimPad SkillReporter *παραγγέλλονται ξεχωριστά*

170-30050 SkillGuide
202-30033 SimPad SkillReporter

Αναλώσιμα

160-10150 Resusci Baby Disposable Airways (pkg. 24)
160-10250 Resusci Baby Disposable Airways (pkg. 96)
143600 Resusci Baby Faces (pkg. 6)
143610 Resusci Baby faces with nostrils (pkg. 6)
152400 Manikin Wipes (pkg. 50)
15120103 Manikin Face Shields (6 rolls of 36 each)

Vasco Medical
Ταξιαρχών 36α Άλιμος
TK 17455
Τηλ: 2109834733
Fax: 2109847016
Email: info@vascomedical.gr
Url: www.vascomedical.gr



Laerdal
Helping Save Lives