



Laerdal®
helping save lives



Αποτελεσματικότερη εκπαίδευση στην ΚΑΡΠΑ

Resusci Anne® QCPR

Η νέα τεχνολογία QCPR® επιτρέπει αντικειμενική μέτρηση των επιδόσεων CPR και την καταγραφή των αποτελεσμάτων για απολογισμό της εκπαίδευσης. Η τεχνολογία QCPR χρησιμοποιείται για να βοηθήσει τόσο τους εκπαιδευτές όσο και τους εκπαιδευόμενους να παρακολουθήσουν και να ελέγξουν αποτελεσματικότερα την απόδοση ΚΑΡΠΑ, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και την αξία του χρόνου εκπαίδευσης.



Laerdal.com

Resusci Anne® QCPR

Εκτός από την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης ΚΑΡΠΑ, το πρόπλασμα Resusci Anne® QCPR είναι ιδανικό για την ομαδική εκπαίδευση. Οι διαθέσιμες πρόσθετες επιλογές και τα διάφορα εξαρτήματα καθιστούν την Resusci Anne QCPR κάτι περισσότερο από ένα υψηλής ποιότητας πρόπλασμα εκπαίδευσης ΚΑΡΠΑ. Το πρόπλασμα μπορεί να αναβαθμιστεί για να εκπαιδεύσει ομάδες στη χρήση του απινιδωτή, στη διαχείριση αεραγωγού, στην ενδοφλέβια χορήγηση φαρμάκων και τις καταστάσεις διάσωσης / τραύματος.

Βασικά χαρακτηριστικά εκπαίδευσης

ΚΑΡΠΑ

- Ποιοτικός απολογισμός ΚΑΡΠΑ (με τις ανάλογες συσκευές)
- Αερισμός στόμα με στόμα
- Αερισμός με μάσκα και «αμπού»

Αεραγωγός

- Ρεαλιστική ανύψωση/πτώση στήθους
- Κινήσεις Sellick
- Αερισμός θετικής πίεσης
- Απόφραξη αεραγωγού

Παλμοί

- Χειροκίνητοι καρωτιδικοί

Απινίδωση

- Εκπομπή με πραγματικό απινιδωτή πλέον των εκπαιδευτικών (με τον προαιρετικό μειωτήρα έντασης ShockLink™)
- Αναγνώριση θέσεως ηλεκτροδίων (με τον προαιρετικό μειωτήρα έντασης ShockLink™)

Γενικά

- Εναλλάξιμες κόρες (με το προαιρετικό κεφάλι αεραγωγού)
- Ενδοφλέβια χορήγηση φαρμάκων (με το προαιρετικό χέρι φλεβοκέντησης IV)
- Εκπαίδευση σε διάσωση/Τραύμα (με τα προαιρετικά Trauma Limbs ή/και Rescue Limbs)
- Latex free υλικό
- Επικοινωνία με τις συσκευές απολογισμού ασύρματα ή ενσύρματα (ανάλογα με την συσκευή)
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία (έως 34 ώρες λειτουργίας ανά φόρτιση)

QCPR Απολογισμός

- Συχνότητα κ βάθος συμπίεσεων
- Πλήρης απελευθέρωση
- Σωστή θέση χεριών (όχι διαθέσιμο στα apps)
- Ορθός όγκος αερισμού
- Αριθμός πιέσεων και αερισμών
- Συχνότητα και διάρκεια διακοπών (δεν είναι διαθέσιμες στο SkillGuide)

Συσκευές απολογισμού




206-30001

SimPad® PLUS with SkillReporter™
206-50050
SkillReporter Software License



170-30050
SkillGuide™



202-56050
SkillReporter
(PC)



Feedback Apps (free)

QCPR Learner



QCPR Instructor



Πρόσθετα



312025 /
150-10150
IV Arm



090050
Bleeding
Control Legs



312050
First Aid/
Trauma Limbs



312000
Rescue Limbs

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ :

Resusci Anne QCPR

- 171-00160 Torso
- 171-01260 Full Body
- 172-00160 w/ Airway Head – Torso
- 172-01260 w/ Airway Head – Full Body
- 173-00160 AED - Torso
- 173-01260 AED - Full Body
- 174-00160 AED w/ Airway Head - Torso
- 174-01260 AED w/ Airway Head - Full Body



Εγγύηση: 1 έτος

One-year limited warranty. Refer to Laerdal Global Warranty for terms and conditions.

Ταξιαρχών 36 Α Καλαμάκι
TK 17455
Tel: +30 210 9834733
Fax: +30 210 9847016
info@vascomedical.gr