

SpeedBlocks® Head Immobilizer

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

NEO και ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ!

**Τώρα με αφρώδη μαξιλαράκια κορμού και βάσης
μίας χρήσεως και ιμάντες κεφαλής Velcro®!**

Σχεδιασμένο για ανθεκτική χρήση και απόδοση, αλλά και σε τιμή μιας χρήσης, το SpeedBlocks Head Immobilizer σας δίνει πραγματικά ό,τι καλύτερο.

Οι χαμηλού κόστους κορμοί με αφρώδη μαξιλαράκια και οι ιμάντες κεφαλής είναι τόσο αποτελεσματικοί που η αναστάτωση στερέωσης του ασθενούς εξαλείφεται.

Το SpeedBlocks προσφέρει μία απλή διαδικασία εφαρμογής, τεσσάρων βημάτων, ένα μοναδικό πολυαξονικό σύστημα κορμών για να ακινητοποιεί όλα τα σχήματα κεφαλής όλες τις θέσεις τραύματος, καθώς επίσης και άμεση πρόσβαση στα αυτιά του ασθενή για καλύτερη επικοινωνία και παρακολούθηση.

Διαθέτει κλεινόμενους κορμούς για γρήγορη και εύκολη προσαρμογή προκειμένου να εξασφαλισθεί :

- Η σταθερότητα του ασθενούς
- Η εκ νέου προσαρμογή, με μικρό κίνδυνο να κουνηθεί το κεφάλι
- Η τοποθέτηση της κεφαλής όπως βρέθηκε

Η πλευρική προσαρμογή του ταιριάζει σε όλα τα σχήματα κεφαλής και σε όλες τις στάσεις καθώς και στα περισσότερα κράνη (χρήση με ιμάντα)

Ιμάντες κεφαλής συνδεδεμένοι στην κορυφή των κορμών

- Γρήγορη πρόσβαση
- Μπορούν αμέσως να εφαρμοστούν και να αφαιρεθούν
- Εύκολα ξαναεφαρμόζονται
- Δεν επηρεάζονται από βροχή ή πυρετό



Καμπυλωτοί κορμοί με μαξιλαράκι

- Συσκευή που ταιριάζει σε ασθενείς άνω των 2 ετών
- Άνεση ασθενούς

Σχέδιο ανοικτού χαμηλού περιγράμματος

- Σαφή και εύκολη πρόσβαση ασθενούς
- Λιγότερο φορτικό γύρω από το κεφάλι, το λαιμό, το πρόσωπο και τα αυτιά

Οι μεγάλες, χαμηλής κατατομής, τρύπες στα σημεία των αυτιών επιτρέπουν την καλύτερη πρόσβαση και ορατότητα των αυτιών του ασθενούς αλλά βοηθούν και τον ασθενή να ακούει πιο ξεκάθαρα.

Η βάση του καθαρίζεται, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τα περισσότερα φορεία και εξασφαλίζει να διατηρηθεί η ουδέτερη θέση του ασθενούς.



Ακτινοδιαπερατό από ακτίνες X - Συμβατό με ανίχνευση CT & MRI

Τα υλικά είναι συνδεδεμένα στο φορείο και έτοιμα προς χρήση